

## Aufklärung 24-h-Sammelurin ohne Salzsäure

Liebe/-r Patient/-in,

zur Abklärung bestimmter hormoneller Erkrankungen sollen Sie Urin über 24 h sammeln.

### Anleitung:

Der erste Morgenurin wird verworfen, ab dem zweiten Urin wird **alles** (der gesamte Urin des Tages und der Nacht) bis zum nächsten Morgen im Gefäß gesammelt. Der erste Morgenurin des Folgetages wird noch im Sammelgefäß aufgefangen.

Bitte notieren Sie hier nun die Gesamt-Sammelmenge:

\_\_\_\_\_ ml

Bitte tragen Sie hier Ihr aktuelles Gewicht und Größe ein:

Gewicht: \_\_\_\_\_ kg

Größe: \_\_\_\_\_ m

Bitte entnehmen Sie nun mit dem gelben Urinröhrchen, wie eine Spritze zu benutzen, 1 Probe von Ihrem 24-h-Sammelurin und beschriften sie diese.

Bitte bringen Sie dieses kleine Urinröhrchen am gleichen Tag in unsere Praxis oder kühlen Sie ihn (max. 2 Tage) im Kühlschrank.

**Vielen Dank.**

Dr. med. Tobias Wiesner  
FA für Innere Medizin,  
Endokrinologe, Diabetologe, Hausarzt

Dr. med. Kerstin Pirlich  
FÄ für Innere Medizin,  
Diabetologin, Hausärztin

Dr. med. Antje Spens  
FÄ für Innere Medizin,  
Endokrinologin, Diabetologin

Prager Straße 34 | 04317 Leipzig  
Tel.: +49 341 271-8880  
Fax: +49 341 271-88819

kontakt@stoffwechselmedizin-leipzig.de  
www.stoffwechselmedizin-leipzig.de